




Solus Curve larengeal maske havayolu

Önceden oluşturulmuş havayoluna sahip larengeal maske



Havayolu Yönetimi ▪ Havayolu Yönetimi

Solus™ Curve larengeal maske havayolları

Solus Curve larengeal maske kıvrımlı havayolu ile karakteristik kullanım tercih edenler içindir.

Diğer bütün larengeal maskelerimizde olduğu gibi, Solus Curve tek kullanımlık lateks içermez ve sterildir.

Kıvrım

Acil müdahale için anatomik kıvrım

Düşük friksiyon materyali

Travmasız yerleştirme ve çıkarma

Klasik kaf yapısı

Güvenilirliği ile bilinen

Önemli bilgi

Hızlı referans için kolay görünüm




İntegral şişirme hattı

Kullanım sırasında hasar riskini engeller

Yüksek kalite valf

Sürekli kaf bütünlüğünü sağlamak için

www.intersurgical.com.tr den videoya ulaşabilirsiniz



Kod	Tanım	Boyut	Ağırlık	Kutu adedi.
8005050	Solus Curve, larengeal maske havayolu	5 Büyük yetişkin	70+kg	20
8004050	Solus Curve, larengeal maske havayolu	4 Orta yetişkin	50-70kg	20
8003050	Solus Curve, larengeal maske havayolu	3 Sküçük yetişkin	30-50kg	20

Talep edin

S Steril



Intersurgical Medikal Ürünler Limited, Nida Kule İş Merkezi, Bora Sok.,
Göztepe Merdivenköy Mah., No:1 Kat:7 34732, Kadıköy/İstanbul, Turkey
T: +90 216 468 8828 F: +90 216 357 0232 info@intersurgical.com.tr www.intersurgical.com.tr



Üretici Intersurgical Ltd
ISO 9001: 2008,
ISO 13485: 2003 ve
ISO 14001: 2015 sertifikasına sahiptir

Print etmeden önce lütfen düşünün
Enerji ve kağıt israfını önleyin
Eğer bunu print etmek isterseniz
lütfen çift taraflı kullanın.

IS6.12 TR • Issue 2 01.18