



Máscara Facial Total CPAP FitMax™

para uso com CPAP e tratamento VNI binível




Cuidados intensivos ▪ Máscara Facial Total CPAP FitMax™

Máscara Facial Total CPAP FitMax™

A máscara facial total CPAP FitMax é uma interface de VNI de adulto (>30kg) para utilização em doente único com CPAP ou tratamento binível em contexto hospitalar. O design da máscara ajuda a eliminar os problemas na ponte nasal que podem estar associados às máscaras oronasais tradicionais. A FitMax é fácil de ajustar e é disponibilizada em 3 tamanhos para a maioria dos doentes.

São disponibilizadas duas opções de cotovelo com dois códigos de cores para diferentes situações clínicas — um cotovelo anti-asfixia com porta de fuga para utilização com sistemas respiratórios de tubo articulado único e um cotovelo padrão para utilização com sistemas respiratórios de tubo articulado duplo.



Código	Descrição	Cotovelo com código de cores	Qtd. por caixa
Para utilização com sistemas respiratórios de tubo articulado único			
2290020	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo anti-asfixia ventilado, tira de cabeça, média	●	10
2290030	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo anti-asfixia ventilado, tira de cabeça, grande	●	10
2290040	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo anti-asfixia ventilado, tira de cabeça, extra grande	●	5
Para utilização com sistemas respiratórios de tubo articulado duplo			
2290070	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo padrão, tira de cabeça, média	●	10
2290080	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo padrão, tira de cabeça, grande	●	10
2290090	Máscara facial total CPAP FitMax com cotovelo padrão, tira de cabeça, extra grande	●	5

Pedir informações

Ver vídeo

As máscaras FitMax são fabricadas pela Besmed Health Business Corporation, Taiwan, e distribuídas pela Intersurgical Ltd

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha. sheet please print it double sided.

IS1.52 PT • Issue 2 10.21



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
 Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
 T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt