



Canules nasales

Une gamme de produits pour toutes les catégories de patient



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Canules Nasales

Canules nasales

Canules nasales classiques


Une gamme conçue pour l'adulte, l'enfant ou le nouveau-né disponible dans un large choix de formes d'embouts pour convenir aux besoins de chaque patient. Chaque tubulure à oxygène est pourvue d'une lumière interne étoilée, permettant de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature.

Egalement disponibles en version Satin

Canules conçues dans le matériau souple et satiné d'Intersurgical.


Formes des embouts

Les canules nasales sont déclinées selon les formes d'embout suivantes :




Courbes :

Forme anatomique pour un ajustement confortable




Évasés :

Atténuent le débit d'oxygène en sortie d'embouts



Courbes et évasés :

Combinent les avantages de chacun



Droits :

Forme traditionnelle



Courbes avec mousse de protection Intersurgical EarGuards™ :

Amélioration de l'ajustement anatomique et du confort du patient

Canules nasales avec protections d'oreilles Intersurgical EarGuard™

Une gamme équipée de coussinets souples en mousse de silicone, non amovibles et aisément ajustables, afin de prévenir l'ulcération des oreilles du patient.



Canules nasales sans phtalates

Toutes les canules nasales présentes dans ce document sont désormais fabriquées à l'aide d'un matériau sans phtalates répondant aux préoccupations relatives à l'exposition au DEHP.





Tuyau oxygène à lumière interne étoilée

Permet de maintenir le débit d'oxygène même en cas de plicature du tuyau

Bague antiglisse

Permet à l'utilisateur d'adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal

Sans phtalates

Pour répondre aux préoccupations relatives à l'exposition au DEHP

Matière transparente

Discrète et facilite la détection d'obstruction

Positionnement sur les oreilles

Stabilité et sécurité


(protections d'oreilles Intersurgical earGuards™ disponibles pour un confort accru)

Embouts souples


Minimisent l'irritation

Languette de maintien

Aide au positionnement optimum des embouts



Gamme de canules nasales adultes



1165002

Référence	Description	Longueur	Qté/bte
1161000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1161004	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	2.1m	50
1161008	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	280
1162000	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	5m	20
1162004	Canule nasale adulte, embouts droits et tuyau	3.5m	25
1165001	Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1169000	Canule nasale adulte, embouts droits, sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)		100
1165000	Canule nasale adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1161020	Canule nasale Satin adulte, embouts droits et tuyau	1.8m	50
1165020	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1165002	Intersurgical EarGuard™, Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	2.1m	50
1165003	Intersurgical EarGuard, Canule nasale adulte, embouts courbes, tuyau et protections d'oreilles	5m	40
1165021	Canule nasale Satin adulte, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1167000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés et tuyau	1.8m	50
1168000	Canule nasale adulte, embouts courbes/évasés sans tuyau (à utiliser avec une rallonge)		100

Gamme de canules nasales pédiatriques et néonatales

Référence	Description	Longueur	Qté/bte
1163000	Canule nasale pédiatrique, embouts courbes et tuyau	2.1m	50
1164000	Canule nasale néonatale, embouts courbes et tuyau	2.1m	50

IS10.8 FR ▪ Issue 12 11.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP