



Hydro-Trach™ T



Gestione delle Vie Aeree ▪ Filtri respiratori, HME e HMEF



Hydro-Trach™ T

Progettato per l'impiego su pazienti tracheostomizzati

Hydro-Trach T è uno scambiatore di calore e umidità progettato per l'uso su pazienti in grado di respirare spontaneamente per ridurre la perdita di calore e di umidità che avviene durante l'atto respiratorio.

Quando un paziente è sottoposto a tracheostomia, il normale processo di mantenimento della temperatura e dell'umidità è bypassato dall'inserimento di un tubo tracheale. La perdita di calore e umidità può provocare serie

complicazioni, soprattutto alla funzione mucociliare. Ciò, a sua volta, può creare la ritenzione delle secrezioni, atelettasia, la formazione di tappi di muco e la potenziale occlusione del tubo.

Hydro-Trach T possiede numerose caratteristiche che lo rendono ideale per l'impiego prolungato su pazienti in respirazione spontanea.

Video disponibile su www.intersurgical.it



Alloggiamento trasparente

Si visualizzano con facilità eventuali formazioni di secrezioni



Meccanismo anti-occlusione

Consente lo spostamento parziale dell'elemento HME in caso di occlusione o tosse vigorosa



Porta di aspirazione con chiusura a clip

Permette l'aspirazione agevole senza rimuovere il dispositivo ed il passaggio di un sondino di diametro massimo 16F

Leggero e di dimensioni ridotte

Per ridurre la pressione sulla connessione al paziente

Connettore per ossigeno girevole integrato

Consente la connessione del tubo per ossigeno senza dover ricorrere ad un adattatore separato. Può essere ripiegato quando non viene utilizzato. Compatibile con tubi standard per ossigeno e conforme alla norma EN13544-2

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà per scatola
1873000 (S*)	Hydro-Trach T Mk II HME	-	25 (100*)
1874000 (S*)	Hydro-Trach T Mk II HME con connettore girevole e tubo per ossigeno	1.8 m	40 (20*)

Codice	1873000 (S*)	1874000 (S*)
Perdita umidità	13.2mg H ₂ O/L	13.2mg H ₂ O/L
Recupero umidità	26mg H ₂ O/L	26mg H ₂ O/L
Resistenza a 30L/min	0.3cm H ₂ O	0.3cm H ₂ O
Resistenza a 60L/min	0.6cm H ₂ O	0.6cm H ₂ O
Volume comprimibile	19ml	19ml
Peso	8g	8g
Connettori	15F	15F
Volume minimo corrente	>60ml	>60ml
Accessori	-	Tubo ossigeno 1.8m

Richiesta info

Disponibile in versione sterile

(S*) Aggiungere S al codice numerico a 7 cifre per ordinare la versione sterile del prodotto es. 1873000S (la quantità della versione sterile è indicata tra parentesi).

Materiale informativo destinato agli Operatori Sanitari



Distributore: Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO) Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

IS12.2_IT • Issue 8 • 02.21