




Ларингеальная маска Solus™ Curve

Ларингеальная маска с изогнутым воздуховодом



Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪

Изделия для обеспечения проходимости дыхательных путей

Ларингеальная маска Solus™ Curve с изогнутым воздуховодом

Ларингеальная маска Solus™ Curve предназначена для специалистов, которые в своей практике предпочитают изогнутый воздуховод.

Как и все наши ларингеальные маски, Solus Curve предназначена для одноразового использования, не содержит латекс и поставляется в стерильном виде.

Необходимая информация

Отчетливо видна на воздуховоде

Изгиб

Анатомический изгиб для удобства установки

Материал с низким трением - низкофрикционный

Атравматичное введение/извлечение

Классическая форма манжеты

Надежность при использовании


Встроенная в воздуховод линия раздувания манжеты

Уменьшает риск повреждения при использовании

Высококачественный клапан

Для обеспечения постоянной герметичности манжеты

Видеоматериалы доступны на сайте www.intersurgical.com



Код	Описание	Размер	Вес	Кол-во/уп.
8005050	Ларингеальная маска Solus Curve, большая для взрослых	5	70+kg	20
8004050	Ларингеальная маска Solus Curve, средняя для взрослых	4	50–70kg	20
8003050	Ларингеальная маска Solus Curve, малая для взрослых	3	30–50kg	20

Сделать запрос

Все размеры поставляются в стерильном виде



ЗАО «Интерседжикал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
Т: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS6.12 RU • Issue 1 09.17

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia