



FECH Inter-Therm™ Pro



Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtres Échangeurs de Chaleur et d'Humidité

FECH Inter-Therm™ Pro

Le FECH Inter-Therm Pro est un filtre HEPA haute efficacité combiné à un papier ECH enroulé unique maximisant la surface d'échange pour aider à fournir un haut degré de protection ainsi qu'une excellente humidification.

Le FECH mécanique plissé Inter-Therm Pro offre une efficacité bactérienne et virale $\geq 99.9999\%$, réduisant le risque de contamination croisée, en plus d'une humidification optimale des gaz lors de la ventilation mécanique.

Capuchon luer solidaire

Pour une surveillance sûre des gaz respiratoires

Filtre mécanique plissé

Offrant une filtration HEPA haute qualité

Papier ECH enroulé

Offrant une humidification optimale des gaz respiratoires

Code couleur

Identification aisée, assurant que le bon filtre/ECH est utilisé en fonction de l'application clinique



REF	1791902
Qté/bte	50
Perte d'humidité	8mg/L H ₂ O/L
Restitution d'humidité calculée	30.6mg H ₂ O/L
Efficacité de filtration	99.9999%
Résistance à 30L/min	1.3cm H ₂ O
Résistance à 60L/min	2.5cm H ₂ O
Volume compressible	125ml
Poids	49g
Connexions	22M/15F-22F/15M
Volume courant minimum	≥ 300 ml

IS12.28 FR • Issue 1 03.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP