



InterGuide guides pour tubes trachéaux et InterForm stylets d'intubation

Pour une utilisation en voies aériennes difficiles



Gestion des Voies Aériennes ▪ Accessoires pour Voies Aériennes




InterGuide guide pour tube trachéal

InterGuide est un introducteur flexible pour tube trachéal, communément appelé bougie. Il permet une indication précise du positionnement dans la trachée avant de procéder à l'insertion du tube endotrachéal en situation de voies aériennes difficiles. InterGuide est à usage unique, sans latex et fourni stérile dans un emballage individuel facile à ouvrir.

Extrémité coudée atraumatique

Pour prévenir tout
traumatisme potentiel



Surface à faible friction

Pour une insertion
et une manipulation aisées

Référence	Description	Taille	Diamètre Externe (DE)	Longueur	Qté/bte
8070015	InterGuide guide pour tube trachéal	15FR	5.0mm	700mm	10 
8070010	InterGuide guide pour tube trachéal	10FR	3.3mm	700mm	10 
8070006	InterGuide guide pour tube trachéal	6FR	2.0mm	530mm	10 


Faire une demande

InterForm stylet d'intubation

InterForm est un stylet endotrachéal malléable permettant à l'utilisateur d'appliquer une forme plus adéquate au tube endotrachéal afin d'en faciliter l'insertion. InterForm est à usage unique, sans latex et fourni stérile dans un emballage individuel facile à ouvrir.

Cœur en aluminium

Permettant à l'utilisateur
d'appliquer la forme adéquate



Surface à faible friction

Pour une insertion et un retrait aisés

Référence	Description	Taille	Diamètre Externe (DE)	Longueur	Qté/bte
8080014	InterForm stylet d'intubation	14FR	4.7mm	340mm	10 
8080010	InterForm stylet d'intubation	10FR	3.3mm	340mm	10 
8080006	InterForm stylet d'intubation	6FR	2.0mm	275mm	10 

Faire une demande

 Stérile



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est
certifié ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et
ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce
document, faites-le recto verso.

IS6.5 FR • Issue 5 07.19