



Masques laryngés Solus™

Une gamme complète de masques laryngés à usage unique



Gestion des Voies Aériennes ▪ Dispositifs pour Voies Aériennes

Masques laryngés Solus™

Une gamme complète de masques laryngés à usage unique, à utiliser en anesthésie et médecine d'urgence.

Conçus pour répondre aux besoins dans de nombreuses situations cliniques, tous les masques laryngés Solus sont à usage unique, sans latex, et fournis stériles.

Matériau à faible friction

Insertion et retrait atraumatique

Bourelet à forme classique

Reconnu pour sa fiabilité

Informations essentielles

Visualisation claire pour une identification rapide



Ligne de gonflage intégrée

Réduit le risque d'altération durant l'utilisation

Valve de haute qualité

Assure l'intégrité permanente du bourelet



📺 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Solus Standard

Les matériaux utilisés dans la fabrication du Solus ont été choisis avec soin pour offrir à la fois qualité, souplesse et résistance et répondre ainsi efficacement aux nombreuses exigences cliniques, comme l'anesthésie pédiatrique. Disponibles dans une gamme complète de tailles, d'adulte à nouveau-né.



Faire une demande

Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005000	Solus Standard, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004000	Solus Standard, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003000	Solus Standard, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 
8025000	Solus Standard, masque laryngé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20 
8002000	Solus Standard, masque laryngé	2 Petit enfant	10–20kg	20 
8015000	Solus Standard, masque laryngé	1.5 Nourrisson	5–10kg	20 
8001000	Solus Standard, masque laryngé	1 Nouveau-né	<5kg	20 



Solus Satin

Solus Satin est une gamme de masques laryngés à usage unique proposant un tube plus souple pour gagner en flexibilité.



Faire une demande

Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005003	Solus Satin, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004003	Solus Satin, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003003	Solus Satin, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 

Solus compatible IRM

Une gamme de masques laryngés stériles à usage unique, équipés d'une valve sans composant métallique, pour prévenir toute interférence avec l'aimant des appareils à IRM. La valve en plastique est conçue pour conserver toute son efficacité durant toute la durée de vie du dispositif.



Faire une demande

Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005002	Solus compatible IRM, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004002	Solus compatible IRM, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003002	Solus compatible IRM, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 
8025002	Solus compatible IRM, masque laryngé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20 
8002002	Solus compatible IRM, masque laryngé	2 Petit enfant	10–20kg	20 
8015002	Solus compatible IRM, masque laryngé	1.5 Nourrisson	5–10kg	20 
8001002	Solus compatible IRM, masque laryngé	1 Nouveau-né	<5kg	20 

Solus Curve

Solus Curve est un masque laryngé pour les utilisateurs dont les préférences se portent sur un dispositif à tube de ventilation courbé.




Faire une demande

Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005050	Solus Curve, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004050	Solus Curve, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003050	Solus Curve, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 

Solus Flexible

Le Solus Flexible est la solution idéale lors d'interventions près des voies aériennes, comme la chirurgie ORL, dentaire, maxillo-faciale ou ophtalmologique, et où la rigidité des dispositifs peut gêner l'accès opératoire. La souplesse du tube permet de le courber sans le couder et de le déplacer sans pour autant interrompre le débit gazeux.



Faire une demande

Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	3 Petit adulte	30–50kg	20 
8025001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20 
8002001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	2 Petit enfant	10–20kg	20 

 Stérile



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Économisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS6.1 FR • Issue 13 07.19