




Solus™ Curve masque laryngé

Masque laryngé avec tube de ventilation préformé



Gestion des Voies Aériennes • Dispositifs pour Voies Aériennes

Solus™ Curve masques laryngés

Solus Curve est un masque laryngé pour les utilisateurs préférant les caractéristiques d'insertion d'un dispositif à tube de ventilation courbé.

Tout comme nos autres masques laryngés, Solus Curve est à usage unique, sans latex et fourni stérile.

Informations essentielles

Visualisation claire pour une identification rapide



Tube préformé

Courbure anatomique facilitant l'insertion

Matériau à faible friction

Insertion et retrait atraumatiques

Bourrelet de forme classique

Reconnu pour sa fiabilité

Ligne de gonflage intégrée

Réduit le risque d'altération durant l'utilisation

Valve de haute qualité

Assure l'intégrité permanente du bourrelet



▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Référence	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005050	Solus Curve, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004050	Solus Curve, masque laryngé	4 Moyen adulte	50-70kg	20 
8003050	Solus Curve, masque laryngé	3 Petit adulte	30-50kg	20 

Faire une demande

 Stérile



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS6.12 FR • Issue 3 07.19